



Analytical DSS module - how to support decisions in the analytical lab

Kristina Gruden

National Institute of Biology
Department of Biotechnology and Systems Biology
Ljubljana, Slovenia





Analytical DSS model

Decision support for evaluation of the methods:

Methods developed within WP5&6


- ▶ How to evaluate which is the most promising for routine analysis?

Can be generalised - question asked in the routine detection lab

- ▶ Which methods are best applied in our lab?
- ▶ For certain sample type?



Analytical DSS model



Decision Questions:

- ▶ Is a given method “fit for purpose”?
- ▶ Which method is “best for purpose”?
- ▶ Which new method is “best for development”?





Analytical DSS model

Objective to cope with diverse methods:

- DNA extraction/detection
- Simplex/multiplex
- PCR/nonPCR based





Analytical DSS model

Parameters behind decision:

- ▶ Applicability
- ▶ Performance
- ▶ Cost
- ▶ Practicability





Analytical DSS model

	characteristic	evaluation
Performance LOD	2 copies	+++
Performance LOQ	50 - 10000 copies	+++
Equipment required	Real-time PCR	+
Time per sample analysis	2h	++
Cost of chemicals		
Method implementation		
....		




Decision rules - method costs

	Material	NonMaterial	FixedCosts
	67%	33%	
1	high	*	high
2	<=med	high	high
3	med	>=med	med
4	>=med	med	med
5	low	<=med	med
6	low	low	low

	Equipment	Infrastructure	Material
	50%	50%	
1	high	*	high
2	*	high	high
3	med	>=med	med
4	>=med	med	med
5	low	low	low

	Competence	Validation	NonMaterial
	67%	33%	
1	high	<=med	high
2	<=med	low	med
3	med	*	med
4	>=med	high	med
5	low	>=med	low



Decision rules - Fit for screening

Context: *Analytical Method Assessment Model*

Purposes: DNA Extraction, Screening, Quantification


A *Screening method* is “fit for purpose”, if it:

- ▶ is *specific*,
- ▶ has sufficiently low limit of detection (*LOD*), and
- ▶ is sufficiently *robust*.

Decision rules


	Specificity	LOD	Robustness	FitForScreening
1	no	*	*	no
2	*	high	<=med	no
3	*	*	low	no
4	yes	<=med	high	partly
5	yes	med	>=med	partly
6	yes	low	>=med	yes

	LOD_Abs	LOD_Rel	LOD
1	high	<=med	high
2	<=med	high	high
3	<=med	low	med
4	med	>=med	med
5	>=med	med	med
6	low	<=med	med
7	low	low	low





Decision rules - Fit for purpose




Powered by yFiles





Assessment of Analytical Methods





Analytical DSS module - validation

- DNAEx methods:
 - NucleoSpin, CTAB, Biolytix lecithin method
 - In combination with different sample types: maize grains, compound feed, soya tofu, soya lecithin
- DNA Detection:
 - real-time PCR lec1, real-time PCR 35S
 - real-time PCR triplex 35S-lec1-IPC
 - pentaplex-CGE, SIMQUANT, EAT DualChip
 - LAMP-BART



Analytical DSS module - validation


Basic Attribute	Scale	Precise description of scale	Description
<i>Equipment</i>	high , med, low	Range of qPCR, range of conv. PCR, basic lab or even on-site	Costs of required equipment, including maintenance
<i>Infrastructure</i>	high , med, low	Mol.lab with some special equipm, basic mol. lab, no lab needed	Cost of infrastructure
<i>Competence</i>	high , med, low	Experienced tech., any techn. or student, not qualified personnel	Personal competence required for method
<i>Validation</i>	high , med, low	Range of multiplex methods, range of simplex qPCR, lower	Cost of in-house validation (implementation in the lab)
<i>Consumables/Sample</i>	high , med, low	Higher than PCR or column based extraction, as in PCR or column based extraction, lower than PCR or column based extraction	Costs of consumables per sample
<i>Samples/Day</i>	low , med, high	Under 10, 10-50, more than 50	Number of samples that can be analysed in one working day
<i>Targets/Method</i>	low , med, high	1, 2 to 5, more than 5	Number of targets that can be detected simultaneously
<i>Personal</i>	high , med, low	More than 3h, 30 min to 3h, less than 30 min	Costs of labour per sample = working hours needed per sample
<i>DevelopmentStage</i>	proof , opt. assay, tested, prevalidation, validation		Current state of method development





Evaluation of methods


Fit for purpose





Evaluation of methods





Best for purpose





Evaluation of methods

Nucleospin







Evaluation of methods

Lecithin


Nucleospin/Lecithin



Biolytix/Lecithin



CTAB/Lecithin







Evaluation of methods

Tofu


Nucleospin/Tofu



Biolytix/Tofu



CTAB/Tofu







Evaluation of methods

Multiplexing methods


qPCR 35S




qPCR triplex 35S-lec1-IPC



EAT DualChip



pentaplex-CGE







Evaluation of methods

Alternatives


qPCR 35S




LAMP-BART



SIMQUANT simplex



LFD





Analytical DSS module - conclusions

- DSS is working nicely for evaluation of DNA extraction methods
- some „Fine-tuning“ of Detection method model

Further activities:

- ▶ User friendly interface
- ▶ Validation by different users





Acknowledgments

JSI:

Marko Bohanec

Martin Žnidaršič

NVI:

Arne Holst-Jensen

INRA:

Yves Bertheau

